



# TUBO PARA DRENAJE CÓD. 110



Producto diseñado para la eliminación de líquido sanguinolento, seroso, purulento o aire acumulado en los espacios corporales, producto de desechos post quirúrgicos, principalmente cirugías abdominales, pélvicas, retroperitoneales y cardiovasculares.

- Mayor comodidad para el paciente.
- 45 cm de longitud.
- Versión soft:
  - Mayor flexibilidad y menor dureza, textura más blanda. Permite el “ordeño”
  - Mayor comodidad para el paciente.
  - Longitud es de 50 y 100 cm sin perforaciones.



Producto  
**100%**  
Silicona



Extremo abierto redondeado.

Línea radiopaca en toda su longitud.

Código	Calibre (FR)	Ø Exterior (mm)	Ø Interior (mm)
110-12	12,0	4,00	2,50
110-16	16,0	5,30	3,50
110-20	20,0	6,70	4,50
110-24	24,0	8,00	5,50
110-28	28,0	9,30	6,50
110-32	32,0	10,70	7,50
110-36	36,0	12,00	8,50
110-40	40,0	13,30	9,50



5 orificios laterales.  
Libre de látex

Código	Calibre (FR)	Ø Exterior (mm)	Ø Interior (mm)	Longitud (cm)
110-15	15,0	5,00	3,50	50,00
110-15	15,0	5,00	3,50	100,00
110-18	18,0	6,00	4,00	50,00
110-18	18,0	6,00	4,00	100,00
110-24	24,0	8,00	5,50	50,00
110-24	24,0	8,00	5,50	100,00
110-36	36,0	12,00	8,50	50,00
110-36	36,0	12,00	8,50	100,00

Versión Soft