



DRENAJE PLANO (TIPO JACKSON PRATT) CÓD.127



Producto diseñado para la eliminación de líquido sanguinolento, seroso, purulento o aire acumulado en los espacios corporales, producto de desechos post quirúrgicos (cirugías abdominales, pélvicas y retroperitoneales, cardiovasculares, torácicas y estéticas).

- Mayor capacidad de absorción.
- Radiopacidad en la totalidad de la sección plana.
- Mayor comodidad para el paciente.
- Fácil manipulación.
- Menor riesgo de obstrucción del flujo por acodamiento y/o aplastamiento.

Producto
100%
Silicona



Sección plana "multiperforada".



Interior ribeteado. Mejora el drenado del fluido en cualquier punto a lo largo del segmento plano.

Código	Ancho (mm)	Largo fenestrado (cm)	Largo total (cm)
127-07	7,00	16,00	77,00
127-10	10,00	21,20	112,00
127-13	13,00	24,70	114,50