



RESERVORIO PARA DRENAJE ASPIRATORIO

CÓD. 127-100 / 127-200



Producto diseñado para la aspiración negativa de secreciones en pacientes sometidos a cirugías abdominales, pélvicas o renales con la finalidad de eliminar contenido intraperitoneal producto de la cirugía o como consecuencia de complicaciones.

- **La flexibilidad de la silicona y la resiliencia** permiten generar la presión negativa para la aspiración.
- **La transparencia y la graduación** facilitan la evaluación de las características de los líquidos drenados.

Producto
100%
Silicona



Válvula anti-retorno



Adaptable a todo tipo de drenajes.

Código	Observación
127-100	Reservorio 100 ml
127-200	Reservorio 200 ml