



# SONDA PARA DRENAJE TORÁCICO CÓD.150



Producto diseñado para la eliminación de líquido sanguinolento, seroso, purulento o aire acumulado en los espacios corporales, como producto de desechos post quirúrgicos (cirugías o traumatismos torácicos).

- Orificios laterales en su extremo distal.
- Mayor comodidad para el paciente.
- Menor riesgo de intervenciones innecesarias.

Producto  
**100%**  
Silicona



*Línea radiopaca.*



*Extremo abierto y redondeado.*

Código	Calibre (FR)	Ø Exterior (mm)	Ø Interior (mm)	Longitud (cm)	Orificios
150-28	28,0	9,30	6,40	150,00	1
150-40	40,0	13,30	9,50	180,00	1
150-40-01	40,0	13,30	9,50	180,00	4