



SONDA DE SUCCIÓN DE MUCUS CÓD. 210



Producto diseñado para la aspiración de secreciones por sistema abierto en pacientes con disminución del reflejo de la tos, que presentan secreciones en el árbol respiratorio superior, pacientes con tubo endotraqueal y pacientes traqueostomizados.

- No produce lesiones por rozamiento.
- Fácil manipulación.
- Conector translúcido para regulación de la succión.



Extremo abierto y redondeado, con 4 perforaciones laterales.

Sonda 100% silicona de 45 cm de longitud.



Regulador de succión.

Versión con capuchón sólo para Cód. 210-06, el resto de las sondas vienen sin capuchón.

Código	Calibre (FR)	Ø Exterior (mm)	Ø Interior (mm)
210-06	6,0	2,00	1,00
210-08	8,0	2,70	1,50
210-10	10,0	3,30	2,00
210-12	12,0	4,00	2,50
210-14	14,0	4,70	3,00
210-16	16,0	5,30	3,50
210-18	18,0	6,00	4,00