



CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA (PEDIÁTRICO) CÓD. 270



Producto diseñado para mantener la permeabilidad de la vía respiratoria en pacientes pediátricos y neonatos con epiglotitis, neoplasia, absceso o cuerpo extraño en faringe que produce obstrucción total o parcial de las vías respiratorias altas, traumatismo laringotraqueal grave, malformaciones y para pacientes con hipertrofia de subglotis.

- No produce lesiones por presión.
- Bajo perfil, para lograr una mayor comodidad del paciente.
- Sujetador reforzado. Garantiza el correcto posicionamiento de la cánula.
- Menor riesgo de obstrucción por acumulación de secreciones.
- Incluye cinta para fijación. Logra una óptima colocación.



100% silicona radiopaca. Cánula fabricada en una pieza, aumentando la seguridad del producto y su manipulación. Evita la desconexión accidental.




Conector universal de 15 mm (permite la



Punto para sutura y fijación de la cánula.

Información de diámetro interno.



Sujetador reforzado. Garantiza una



Kit:
(A) 1 cánula.
(B) 1 cinta para fijación.



Código	Ø Exterior (mm)	Ø Interior (mm)	Longitud total (mm)
270-12	4,00	2,50	28,00
270-14	4,70	3,00	30,00
270-16	5,30	3,50	32,00
270-18	6,00	4,00	34,00
270-20	6,70	4,50	36,00
270-22	7,30	5,00	38,00

Pediátrico - cánula corta

Código	Ø Exterior (mm)	Ø Interior (mm)	Longitud total (mm)
270-12	4,00	2,50	38,00
270-14	4,70	3,00	39,00
270-16	5,30	3,50	40,00
270-18	6,00	4,00	41,00
270-20	6,70	4,50	42,00
270-22	7,30	5,00	44,00

Pediátrico - cánula estándar