

Sonda nasogástrica

CÓD. 391/392-E



Producto diseñado para la administración de alimentos en pacientes imposibilitados de ingerirlos por vía oral. Vaciado/lavado gástrico en pacientes con intoxicaciones por ingestión de alimentos o medicamentos. Recolección de muestra con fines de diagnóstico.

- Marcada a los 20, 30, 40 y 50 cm.
- Sonda con línea radiopaca.
- No produce lesiones por presión.
- Mayor comodidad para el paciente.
- No produce dolor por rozamiento durante su colocación.
- Menor riesgo de obstrucción por acodamiento o acumulación de solutos.
- Incluye adaptador para conexión ENFit según Norma ISO 80369-3:
 - Evita las conexiones incorrectas y asegura que solo la nutrición enteral pueda ser administrada.
 - Reduce los riesgos de conexión errónea
 - Es incompatible con los conectores Luer y otros conectores de diámetro pequeño, lo que aumenta la seguridad del paciente.
 - Garantiza una administración óptima brindando una conexión segura y libre de fugas.



Extremo cerrado y redondeado.



Versión con tapa (cód. 392-E Pediátrico)

Pediátrico				
Código	Calibre (FR)	Ø Exterior (mm)	Ø Interior (mm)	Longitud (cm)
392-04-E	4,0	1,40	0,75	45
392-06-E	6,0	2,00	1,00	45
392-07-E	7,0	2,30	1,25	105
392-09-E	9,0	3,00	1,75	105

2 perforaciones laterales

Adulto				
Código	Calibre (FR)	Ø Exterior (mm)	Ø Interior (mm)	Longitud (cm)
391-10-E	10,0	3,30	2,00	125
391-12-E	12,0	4,00	2,50	125
391-14-E	14,0	4,70	3,00	125
391-16-E	16,0	5,30	3,50	125
391-18-E	18,0	6,00	4,00	125

4 perforaciones laterales