

SilCap es una cápsula de ventilación diseñada para realizar terapia CPAP en pacientes con patologías respiratorias. Puede suministrar ventilación no invasiva desde los paneles de oxigenoterapia, que se encuentran en todos los hospitales.

SilCap es una alternativa de ventilación para pacientes con Covid-19.




Mejora la oxigenación

Gracias a SilCap el paciente no debe esforzarse para respirar, alcanzando mejores niveles de saturación de oxígeno.




Seguridad para el profesional sanitario


El uso de SilCap disminuye el riesgo de contagio del personal sanitario ya que el cuello está sellado al paciente, por lo que la circulación del aire y oxígeno dentro del mismo es cerrada.



Mejora la comodidad de los pacientes, permitiendo la interacción, el habla y la alimentación. No limita la tos.



Silcap es rápido y práctico en su colocación.




Sistema de fijación ajustable.




Cápsula Libre de latex


Esta técnica ayuda a evitar intubaciones y conexiones a respiradores en pacientes con patologías respiratorias.



Puertos de inspiración



Puerto extra



Permite el acceso de una sonda nasogástrica en caso de que el paciente lo necesite.

Puerto espiratorio

Esta compuesto de una válvula PEEP que permite regular la presión del interior del casco. Posee además un filtro antiviral y antibacterial que disminuye la dispersión del virus al ambiente.

