



# PerfuPort

## AGUJA TIPO HUBER

CÓD. 1501



PerfuPort es una aguja tipo huber diseñada para la administración (perfusión) de fluidos en pacientes con catéteres implantables con puerto de titanio o polisulfona.

- Esterilizado mediante oxido de Etileno (ETO).
- Clamp para mayor seguridad en la toma de muestra.
- Pieza integrada: las aletas son inyectadas sobre la aguja, generando una pieza única de mayor seguridad.



*Punto en "Y" como vía secundaria para administración de medicamentos.*



*Aguja biselada, no daña el septum de silicona. Fabricada en acero inoxidable.*

Producto/ código	Calibre (Ga) x Long.(mm)	Calibre(Ga) x Long.(pulg)	Tipo/ Configurac.	Presentación
*1501-22-20-1	22 Ga x 20 mm	22 Ga x ¾"	90° Alas	10 Unidades
1501-22-25-1	22 Ga x 25 mm	22 Ga x 1"	90° Alas	10 Unidades

*\* Consultar por disponibilidad.*