

# Si/Flow

Cánula de Alto Flujo



SILMAG

La medicina evoluciona,  
nosotros también.



Adulto **S** **M** **L**

[www.gruposilmag.com](http://www.gruposilmag.com)



# Si/Flow

## Cánula de Alto Flujo

Adulto

S M L

La terapia de alto flujo nasal (NHF) permite programar la FiO<sub>2</sub> y el flujo de oxígeno de manera independiente para adaptarlos a la necesidades del paciente, reduciendo el esfuerzo inspiratorio y espiratorio.

Silflow, está diseñada para brindar soporte ventilatorio no invasivo, cuidando la piel del paciente y brindando mayor libertad de movimiento.



[www.gruposilmag.com](http://www.gruposilmag.com)



# Si/Flow

## Cánula de Alto Flujo

Adulto



Conector estandar de 22mm.

Conector compatible con equipos específicos del mercado.

El gancho móvil y el tubo corrugado sumado al sello giratorio de 360 ° permiten adaptarse al movimiento del paciente.



Medida 240-ADS **S**

Caudal máximo:  
60L/min

Apto para pacientes  
entre 30 – 50 Kg.

Separación de narinas  
8,0 mm

Diámetro interno de narinas  
3,7 mm

Medida 240-ADM **M**

Caudal máximo:  
60L/min

Apto para pacientes  
entre 50-70 Kg.

Separación de narinas  
9,3 mm

Diámetro interno de narinas  
4,5 mm

Medida 240-ADL **L**

Caudal máximo:  
60L/min

Apto para pacientes  
de más de 70 Kg.

Separación de narinas  
12,6 mm

Diámetro interno de narinas  
5,1 mm

[www.gruposilmag.com](http://www.gruposilmag.com)

